

# 貧血検査

## 事前登録

検診前に属性情報の登録が必要となります。

## ■ 検査項目

血色素量 (Hb) ・ 血球容積 (Ht) ・ 赤血球数 (RBC)

- 赤血球恒数 (MCH・MCV・MCHC) は、血色素量 (Hb)、血球容積 (Ht)、赤血球数 (RBC) より計算で求めます。
- 白血球数 (WBC) ・ 血清鉄 (Fe) ・ 総鉄結合能 (TIBC) ・ フェリチンなどを追加することができます。
- 通常の採血量は2ml (採血管1本)、血清鉄などを追加する場合はもう1本 (3ml) 追加となります。

## ■ 検査資材 特に必要ございません。

## ■ 検査当日 児童生徒の皆さんへあらかじめご指導をお願いいたします。

- 袖のゆるい服装でお願いいたします。
- 原則として、どちらか一方の腕を選び肘の静脈から採血いたします。
- 止血は以下の要領で行ってください (検査当日、当協会職員からも説明いたします)。

止血方法

- ▶ 採血した方の腕を伸ばして、反対の手の親指で**5分ほど圧迫**します。
- ▶ 押さえた場所は**絶対にもんではいけません**。

## ■ 検査場所 学校の施設・備品をお借りしますのでご協力をお願いいたします。

- 採血のためにお部屋をお借りいたします。
- 受付用に長机1脚と椅子1脚、採血用に長机2脚と椅子6脚をお借りいたします。
- 寒冷時には暖房などの配慮をお願いします。また、血管が見えにくい場合には腕を温めるお湯などの準備をお願いいたします。

